

**Bottiglia PP bocca stretta con Tappo****Kartell**

Bottiglia PP bocca stretta con tappo. Graduata. Autoclavabile. Fori per l'applicazione di sigilli di sicurezza. Ideale per il trasporto di campioni tossici (acque di scarico ecc) dal prelievo al laboratorio per le opportune analisi. Collo e filetto secondo le norme DIN 13316 e 168.



Code	Description	Packaging
LLG09102456	Bottiglia 50 ml, Ø est. 38 mm, h 92 mm, bocca Ø int. 13 mm, filett. 18 GL	1 pz
LLG09102457	Bottiglia 100 ml, Ø est. 48 mm, h 108 mm, bocca Ø int. 13 mm, filett. 18 GL	1 pz
LLG09102458	Bottiglia 250 ml, Ø est. 60 mm, h 150 mm, bocca Ø int. 19 mm, filett. 25 GL ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 50 CONF. O MULTIPLI DI 50 CONF.	1 pz
LLG09102459	Bottiglia 500 ml, Ø est. 75 mm, h 182 mm, bocca Ø int. 19 mm, filett. 25 GL	1 pz
LLG09102460	Bottiglia 1000 ml, Ø est. 95 mm, h 224 mm, bocca Ø int. 23 mm, filett. 32 GL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

