




Provette, vetro borosilicato 3.3

Scherf Präzision

Provette, in vetro borosilicato 3.3.



Code	Description	Packaging
LLG04656051	Provette, Lungh. 200 mm, Ø 30 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	50 pz
LLG04658113	Provette, Lungh. 75 mm, Ø 10 mm, Spessore parete 0,8 - 1 mm,, senza bordo	100 pz
LLG04658114	Provette, Lungh. 75 mm, Ø 12 mm, Spessore parete 0,8 - 1 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658115	Provette, Lungh. 100 mm, Ø 10 mm, Spessore parete 0,8 - 0,9 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658116	Provette, Lungh. 100 mm, Ø 16 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658117	Provette, Lungh. 130 mm, Ø 14 mm, Spessore parete 0,8 - 0,9 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658118	Provette, Lungh. 130 mm, Ø 16 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658119	Provette, Lungh. 150 mm, Ø 20 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658120	Provette, Lungh. 150 mm, Ø 25 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	50 pz
LLG04658121	Provette, Lungh. 180 mm, Ø 18 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658122	Provette, Lungh. 180 mm, Ø 20 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz
LLG04658123	Provette, Lungh. 75 mm, Ø 10 mm, Spessore parete 0,9 - 1 mm, con bordo	100 pz
LLG04658124	Provette, Lungh. 75 mm, Ø 12 mm, Spessore parete 0,9 - 1 mm, con bordo	100 pz
LLG04658125	Provette, Lungh. 100 mm, Ø 10 mm, Spessore parete 0,9 - 1 mm, con bordo	100 pz
LLG04658126	Provette, Lungh. 100 mm, Ø 12 mm, Spessore parete 0,9 - 1 mm, con bordo	100 pz
LLG04658127	Provette, Lungh. 130 mm, Ø 14 mm, Spessore parete 0,9 - 1 mm, con bordo	100 pz
LLG04658128	Provette, Lungh. 130 mm, Ø 16 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	100 pz
LLG04658129	Provette, Lungh. 150 mm, Ø 20 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	100 pz
LLG04658130	Provette, Lungh. 150 mm, Ø 25 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	50 pz
LLG04658131	Provette, Lungh. 160 mm, Ø 16 mm, spessore parete 1,1-1,2 mm, con bordo	100 pz



Code	Description	Packaging
LLG04658132	Provette, Lungh. 180 mm, Ø 18 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	100 pz
LLG04658133	Provette, Lungh. 180 mm, Ø 20 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	100 pz
LLG04658134	Provette, Lungh. 200 mm, Ø 25 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	50 pz
LLG04658135	Provette, Lungh. 200 mm, Ø 30 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, con bordo	50 pz
LLG06266691	Provette, Lungh. 160 mm, Ø 16 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz
LLG06281479	Provette, Lungh. 200 mm, Ø 25 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	50 pz
LLG06281701	Provette, Lungh. 100 mm, Ø 12 mm, Spessore parete 1,1 - 1,2 mm, senza bordo	100 pz

