

**Bicchieri in PP forma bassa****Kartell**

Bicchieri PP forma bassa. Graduazione blu indelebile. Nuovo PP, altamente trasparente. Con becco. Autoclavabile a 121 °C per 20 minuti. Resistono a 100°C con uso continuato. Eccellente resistenza chimica. Conforme ai requisiti ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404 Part 1. Tolleranza $\pm 10\%$.



Code	Description	Packaging
LLG09013573	Bicchieri PP, forma bassa, 25 ml, grad. 1 ml, Ø 34 mm, h 49 mm	1 pz
LLG09013574	Bicchieri PP, forma bassa, 50 ml, grad. 2 ml, Ø 42 mm, h 60 mm	1 pz
LLG09013575	Bicchieri PP, forma bassa, 100 ml, grad. 5 ml, Ø 52 mm, h 72 mm	1 pz
LLG09013576	Bicchieri PP, forma bassa, 250 ml, grad. 10 ml, Ø 71 mm, h 95 mm	1 pz
LLG09013577	Bicchieri PP, forma bassa, 500 ml, grad. 10 ml, Ø 88 mm, h 119 mm	1 pz
LLG09013578	Bicchieri PP, forma bassa, 1000 ml, grad. 20 ml, Ø 110 mm, h 146 mm	1 pz
LLG09013579	Bicchieri PP, forma bassa, 2000 ml, grad. 50 ml, Ø 133 mm, h 184 mm	1 pz
LLG09013580	Bicchieri PP, forma bassa, 3000 ml, grad. 500 ml, Ø 159 mm, h 201 mm	1 pz
LLG09013581	Bicchieri PP, forma bassa, 5000 ml, grad. 500 ml, Ø 190 mm, h 228 mm	1 pz

