

**Cuvette standard e semimicro****Kartell**

Cuvette standard e semimicro. Cuvette per spettrofotometria monouso, in PS ottico e PMMA UV grade, con pareti lavorate otticamente per assicurare una trasparenza ottimale nel campo spettrale da 340 a 800 nm (PS) e da 280 a 800 nm (PMMA). La tecnologia di produzione ed il controllo di qualità determinano la riproducibilità delle cuvette. Le variazioni devono essere contenute nell'intervallo $\pm 1\%$ di assorbanza. Condizione estremamente importante in particolare per analisi in serie. Percorso ottico 10 mm. Confezionate in scatola di polistirolo espanso con coperchio (100 pz) .



Code	Description	Packaging
LLG09406431	Cuvette standard, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 4,5 ml	100 pz
LLG09406432	Cuvette semi-micro, forma bassa, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 1,5 ml	100 pz
LLG09406433	Cuvette semi-micro, forma alta, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 2,5 ml	100 pz
LLG09406434	Cuvette standard, 4 pareti ottiche, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 4,5 ml	100 pz
LLG09406435	Cuvette standard, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 4,5 ml	100 pz
LLG09406436	Cuvette semi-micro, forma alta, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 2,5 ml	100 pz
LLG09406437	Cuvette semi-micro, forma bassa, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 1,5 ml	100 pz
LLG09406438	Cuvette standard, 4 pareti ottiche, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 4,5 ml	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

