


**Istoteca per conservazione vetrini - ABS****Kartell**

Istoteca per conservazione vetrini - ABS. Sistema componibile per la classificazione e la conservazione dei vetrini per microscopio. Come accessorio opzionale è disponibile anche un set di 4 ruote che rende l'istoteca una postazione di lavoro mobile. Il sistema completo è composto da 5 cassette più un coperchio. E' possibile aggiungere altri cassette, rimuovendo il coperchio. Ogni cassetto può ospitare fino a 10 supporti per vetrini. Ogni supporto può contenere fino a 100 vetrini. L'istoteca completa può contenere fino a 5000 vetrini.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

