



**Provette, vetro soda lime**

**Scherf Präzision**

Provette, vetro soda lime



| Code        | Description                                                                                                                        | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04658073 | Provette, Lungh. 25 mm, Ø 7 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                            | 1000 pz   |
| LLG04658074 | Provette, Lungh. 35 mm, Ø 6,5 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                          | 1000 pz   |
| LLG04658075 | Provette, Lungh. 35 mm, Ø 8 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                            | 1000 pz   |
| LLG04658076 | Provette, Lungh. 40 mm, Ø 8 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                            | 200 pz    |
| LLG04658077 | Provette, Lungh. 40 mm, Ø 9,5 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                          | 500 pz    |
| LLG04658078 | Provette, Lungh. 50 mm, Ø 6,5 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                          | 1000 pz   |
| LLG04658079 | Provette, Lungh. 50 mm, Ø 9,5 mm, senza bordo, Spessore parete 0,7-0,8 mm                                                          | 200 pz    |
| LLG04658080 | Provette, Lungh. 55 mm, Ø 11 mm, senza bordo, Spessore parete 0,7-0,8 mm                                                           | 500 pz    |
| LLG04658081 | Provette, Lungh. 70 mm, Ø 11 mm, senza bordo, Spessore parete 0,7-0,8 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 CONF. O MULTIPLI DI 4 CONF.  | 200 pz    |
| LLG04658082 | Provette, Lungh. 75 mm, Ø 12 mm, senza bordo, Spessore parete 0,5-0,6 mm                                                           | 250 pz    |
| LLG04658083 | Provette, Lungh. 100 mm, Ø 12 mm, senza bordo, Spessore parete 0,5-0,6 mm                                                          | 250 pz    |
| LLG04658084 | Provette, Lungh. 100 mm, Ø 13 mm, senza bordo, Spessore parete 0,5-0,6 mm                                                          | 250 pz    |
| LLG04658085 | Provette, Lungh. 120 mm, Ø 12 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                          | 500 pz    |
| LLG04658086 | Provette, Lungh. 125 mm, Ø 16 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                          | 250 pz    |
| LLG04658088 | Provette, Lungh. 150 mm, Ø 18 mm, senza bordo, Spessore parete 0,8-0,9 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 CONF. O MULTIPLI DI 2 CONF. | 250 pz    |
| LLG04658089 | Provette, Lungh. 160 mm, Ø 16 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm                                                          | 250 pz    |
| LLG04658090 | Provette, Lungh. 180 mm, Ø 18 mm, con bordo, Spessore parete 0,7-0,8 mm                                                            | 100 pz    |
| LLG04658091 | Provette, Lungh. 120 mm, Ø 16 mm, con bordo, Spessore parete 0,5-0,6 mm                                                            | 100 pz    |
| LLG04658092 | Provette, Lungh. 160 mm, Ø 16 mm, con bordo, Spessore parete 0,5-0,6 mm                                                            | 100 pz    |



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04658093 | Provette, Lungh. 180 mm, Ø 18 mm, con bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm    | 100 pz    |
| LLG04658094 | Provette, Lungh. 180 mm, Ø 20 mm, con bordo, Spessore parete 0,7-0,8 mm    | 100 pz    |
| LLG06232384 | Provette, Lungh. 75 mm, Ø 11,5 mm, senza bordo, Spessore parete 0,7-0,8 mm | 250 pz    |
| LLG06267191 | Provette, Lungh. 100 mm, Ø 16 mm, senza bordo, Spessore parete 0,6-0,7 mm  | 250 pz    |
| LLG07021545 | Provette, Lungh. 75 mm, Ø 10 mm, spessore pareti 0.5 - 0.6 mm              | 250 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

