

**Bagni riscaldanti a circolazione DYNEO™ DD-BC****JULABO**

Per applicazioni interne ed esterne. Con componenti potenti e un ampio display TFT a colori di facile lettura. Il funzionamento è semplice e intuitivo tramite il controller centrale posto nella parte anteriore del dispositivo.

- Facile passaggio tra circolazione interna ed esterna;
- Serpentina di raffreddamento integrata per contro-raffreddamento;
- Rubinetto di scarico incorporato;
- Programmatore integrato per 8 x 60 fasi del programma;
- Pompa di pressione potente e regolabile in continuo;
- Collegamenti pompa M16 x 1 (filettatura esterna);
- Connessione USB;
- Collegamento del sensore Pt100 esterno;
- Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile;
- Classe III (FL) secondo DIN 12876-1.

Sono inclusi 2 connettori per tubo flessibile per 8 e 12 mm I.W. e coperchio per vasca.



**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG04663221	Bagno a circolazione DD-BC4, 3-4,5 L, vasca 130x150x150mm, 8,5kg	1 pz
LLG04663222	Bagno a circolazione DD-BC6 4,5-6 L, vasca 130x150x200mm, 9,7kg	1 pz
LLG04663223	Bagno a circolazione DD-BC12 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg	1 pz
LLG04663224	Bagno a circolazione DD-BC26 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg	1 pz
LLG04663234	Bagno a circolazione DD-BC4.A 3-4,5 L, vasca 130x150x150 mm, 8,5kg	1 pz
LLG04663235	Bagno a circolazione DD-BC6.A 4,5-6 L, vasca 130x150x200 mm, 9,7kg	1 pz
LLG04663236	Bagno a circolazione DD-BC12.A 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg	1 pz
LLG04663237	Bagno a circolazione DD-BC26.A 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg	1 pz
LLG04663247	Bagno a circolazione DD-BC4.D 3-4,5 L, vasca 130x150x150 mm, 8,5kg	1 pz
LLG04663248	Bagno a circolazione DD-BC6.D 4,5-6 L, vasca 130x150x200 mm, 9,7kg	1 pz
LLG04663249	Bagno a circolazione DD-BC12.D 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg	1 pz
LLG04663250	Bagno a circolazione DD-BC26.D 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

