

**Bagni riscaldanti a circolazione DYNEO™ DD-BC****JULABO**

Per applicazioni interne ed esterne. Con componenti potenti e un ampio display TFT a colori di facile lettura. Il funzionamento è semplice e intuitivo tramite il controller centrale posto nella parte anteriore del dispositivo.

- Facile passaggio tra circolazione interna ed esterna;
- Serpentina di raffreddamento integrata per contro-raffreddamento;
- Rubinetto di scarico incorporato;
- Programmatore integrato per 8 x 60 fasi del programma;
- Pompa di pressione potente e regolabile in continuo;
- Collegamenti pompa M16 x 1 (filettatura esterna);
- Connessione USB;
- Collegamento del sensore Pt100 esterno;
- Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile;
- Classe III (FL) secondo DIN 12876-1.

Sono inclusi 2 connettori per tubo flessibile per 8 e 12 mm I.W. e coperchio per vasca.



**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?  
Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description                                                           | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04663221 | Bagno a circolazione DD-BC4, 3-4,5 L, vasca 130x150x150mm, 8,5kg      | 1 pz      |
| LLG04663222 | Bagno a circolazione DD-BC6 4,5-6 L, vasca 130x150x200mm, 9,7kg       | 1 pz      |
| LLG04663223 | Bagno a circolazione DD-BC12 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg   | 1 pz      |
| LLG04663224 | Bagno a circolazione DD-BC26 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg    | 1 pz      |
| LLG04663234 | Bagno a circolazione DD-BC4.A 3-4,5 L, vasca 130x150x150 mm, 8,5kg    | 1 pz      |
| LLG04663235 | Bagno a circolazione DD-BC6.A 4,5-6 L, vasca 130x150x200 mm, 9,7kg    | 1 pz      |
| LLG04663236 | Bagno a circolazione DD-BC12.A 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg | 1 pz      |
| LLG04663237 | Bagno a circolazione DD-BC26.A 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg  | 1 pz      |
| LLG04663247 | Bagno a circolazione DD-BC4.D 3-4,5 L, vasca 130x150x150 mm, 8,5kg    | 1 pz      |
| LLG04663248 | Bagno a circolazione DD-BC6.D 4,5-6 L, vasca 130x150x200 mm, 9,7kg    | 1 pz      |
| LLG04663249 | Bagno a circolazione DD-BC12.D 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg | 1 pz      |
| LLG04663250 | Bagno a circolazione DD-BC26.D 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

