

**Flacone bocca larga, con chiusura, serie 357, PE-HD****Kautex**

Flacone bocca larga, con chiusura, serie 357, PE-HD. Flacone ottagonale, in PE-HD naturale. Con tappo a vite. Grazie all'apertura del collo extra-larga, questi contenitori sono ideali per smaltimento, conservazione, raccolta, trasporto e campionamento di sostanze secche.



Code	Description	Packaging
LLG09073036	Flacone HDPE, 5 L, Ø190x180mm, h 230mm, Ø collo 108mm, Ø filett.est. 120mm	1 pz
LLG09073042	Flacone HDPE, 10 L, Ø230x222mm, h 303mm, Ø collo 108mm, Ø filett.est. 120mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

