



Tubi di estrazione Mojonnier

Gerber Instruments

Tubi di estrazione Mojonnier.



Code	Description	Packaging
LLG06073104	Tubi di Mojonnier, Gerber, bulbo tondo, con tappo in vetro LLG09230007	1 pz
LLG06286260	Tubi di Mojonnier, Std DIN10280, bulbo tondo, becco, tappo LLG06264751	1 pz
LLG06286261	Tubi di Mojonnier, ISO 3889 forma-A, bulbo piatto, tappo LLG06264751	1 pz
LLG06286262	Tubi di Mojonnier, ISO 3889 forma-B, bulbo tondo, tappo LLG06264751	1 pz
LLG06286263	Tubi di Mojonnier, ISO 3889 forma-C, bulbo tondo, tappo LLG06264751	1 pz
LLG09112612	Tubi di Mojonnier, Gerber, bulbo tondo, con becco, tappo LLG06256027	1 pz
LLG09112613	Tubi di Mojonnier, NEST, bulbo piatto, con becco, tappo LLG06264751	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

