



Tests en cuve, LCK

Tests en cuve, LCK

Tests en cuve prêts à l'emploi avec réactifs prédosés pour l'évaluation photométrique.

- Concentrations exactes de la formulation ISO
- Précision de mesure élevée



Code	Description	Packaging
LLG06058384	Tests en cuve, LCK, Type LCK327 , Description Dureté de l'eau , Plage de mesure 1 ... 20 °dH	1 pc
LLG06231169	Tests en cuve, LCK, Type LCK114 , Description DCO , Plage de mesure 150 ... 1000 mg/L O2	1 pc
LLG06231248	Tests en cuve, LCK, Type LCK311 , Description Chlorure , Plage de mesure 1 ... 70 mg/L / 70 ... 1000 mg/L Cl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

