



Test in cuvetta per analisi dell'acqua

HACH LANGE

Test in cuvetta, LCK.

Test in cuvetta pronti all'uso con reagenti predosati per la valutazione fotometrica.

- Concentrazioni esatte della formulazione ISO;
- Elevata precisione di misurazione.



Code	Description	Packaging
LLG06231183	Test in cuvetta ammonio 2,0-47,0 mg/l NH ₄ -N, 25 test	1 pz
LLG06231184	Test in cuvetta tipo LCK349, per fosfato totale, 0.05 - 1.50mg/L PO ₄ -P	1 pz
LLG06231242	Test in cuvetta per azoto totale 20-100 mg/L TNb, 25 test	1 pz
LLG06231248	Test in cuvetta per cloruro, 1 - 70 mg/l / 70 - 1000 mg/l Cl, 24 test	1 pz
LLG06242605	Test in cuvetta per fosfato (orto/totale), 2,0 - 20,0 mg/l PO ₄ -P, 25 test	1 pz
LLG06802580	Test in cuvetta, LCK, Rilevazione di Solfato, Range di misura 150 ... 900 mg/L SO ₄	1 pz
LLG06802582	Test in cuvetta, LCK, rilevazione di alluminio, range di misura 0,02 ... 0,5 mg/L Al	
LLG06802583	Test in cuvetta per COD, 100 - 2000 mg/l O ₂ , 25 test	1 pz
LLG06803024	Tensioattivi anionici, test in cuvetta, 0,05-2,0 mg/L	1 pz