



Réfractomètre manuel de précision, modèle de base

Réfractomètre manuel de précision, modèle de base

Réfractomètre à main simple et précis pour l'analyse de liquides et leur composants solides. Compensation automatique de température sur modèles. Fourni dans une boîte plastique avec sacoche simili-cuir.



Code	Description	Packaging
LLG09801200	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RCZ/ATC , Pour , Plage de mesure 0 - 32% Brix , Précision 0,2%	1 pz
LLG09801241	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RBC/ATC , Pour , Plage de mesure 0 - 10% Brix , Précision 0,1%	1 pz
LLG09801242	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RLC/ATC , Pour , Plage de mesure 0 - 18% Brix , Précision 0,1%	1 pz
LLG09801244	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RFC/ATC , Pour , Plage de mesure 28 - 62% Brix , Précision 0,2%	1 pz
LLG09801246	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RPU , Pour , Plage de mesure 0 - 80% Brix , Précision 1%	1 pz
LLG09801247	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RMM/ATC, Pour Miel et confiture, Plage de mesure 58 - 90% Brix 38 - 43° Be' 17 - 27 eau, Précision 0,5% Brix 0,5° Be' 1% eau	1 pz
LLG09801249	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RSM/ATC , Pour Salinité , Plage de mesure 0 - 1000 , Précision 10	1 pz
LLG09801250	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RCS/ATC , Pour Salinité , Plage de mesure 0 - 28% , Précision 0,2%	1 pz
LLG09801251	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RPC/ATC, Pour Point de congélation de batterie, Plage de mesure -50° - 0°C 1,10 - 1,40, Précision 5°C 0,1	1 pz
LLG09801252	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RMA/ATC , Pour Vin , Plage de mesure 0 - 25% Vol 0 - 40% Brix , Précision 0,2% Vol 0,2% Brix	1 pz
LLG09801254	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RBO/ATC, Pour Vin, Plage de mesure 0 - 140° Oe 0 - 25° Babo 0 - 32% Brix, Précision 1° Oe 0,2° Babo 0,2% Brix	1 pz
LLG09801255	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RBB/ATC, Pour Vin, Plage de mesure 0 - 25% Vol 0 - 22° Be' 0 - 40% Brix, Précision 0,2% Vol 0,2° Be' 0,2% Brix	1 pz
LLG09801256	Réfractomètre manuel de précision, modèle de base, Type RGA/ATC , Pour Alcool , Plage de mesure 0 - 80% Vol , Précision 1% Vol	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

