

**Rifrattometro di ABBE mod. RMT, OPTECH****Exacta Optech**

Rifrattometro di ABBE mod. RMT, OPTECH. Rifrattometro da laboratorio per misurazioni precise di liquidi, solidi, semiliquidi e polveri. Sistema ottico di lettura dell'indice di rifrazione e del valore di scala Brix, con eccellente luminosità e contrasto della linea di demarcazione. Prismi con ampie finestrate, accessoriati di coperture movibili per esclusione della luce. Oculare focheggiabile.

Accessori a corredo: prisma in vetro di taratura, termometro, copertina antipolvere, standard di monobromonaftalene, cacciavite di calibrazione, scatola di legno, manuale d'uso e manutenzione.

Caratteristiche

- Range: 1.300 - 1.700 nD 0-95% Brix
- Precisione: 0.001 nD 0.2 Brix
- Termometro: 0-70 °C



Code	Description	Packaging
LLG09801257	Rifrattometro di ABBE mod. RMT	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

