

**Omogenizzatore a ultrasuoni UP200St-G****Hielscher Ultrasonics**

Omogenizzatore ad ultrasuoni UP200St-G. Generatore digitale ad ultrasuoni, UP200St-G, 200 watts, frequenza 26kHz (auto-scan), ampiezza 20-100%, impulso 10-100%, utilizzo portatile o su stativo, touch-screen colorato, protetto da funzionamento a secco, Ø45mm, lunghezza circa 230mm, giunto in titanio Ø10mm (ampiezza massima al giunto 70µm), pulsante di start/stop, LED per illuminazione campione, semplice sostituzione dei Sonotrode, grado IP65, include pinza per stativo St1, controllo ampiezza o potenza, timer (conto alla rovescia): da 0.1 sec a 99 giorni, arresto quando si è raggiunto l'ingresso di energia finale (Ws, Wh, KWh) autom. Calibrazione della potenza di inattività ampiezza-dipendente, registrazione dati: ampiezza, potenza, tempo, temperatura su ComboCard SD / USB (1GB) interna, visualizzazione e controllo remoto tramite browser su PC/MAC senza installazione software, controllo remoto via PLC, con sensore temperatura, indicazione temperatura: °C/°F (da -50 a +200°C), monitoraggio temperatura, alimentazione 100-240V~, 50-60Hz, grado IP51, Valigetta per trasporto incluso fissaggio per stativo, 3m cavo di rete inclusi.



Code	Description	Packaging
LLG09106621	Generatore ad ultrasuoni UP200St-G	1 pz
LLG09106622	Trasduttore ad ultrasuoni UP200St-T	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

