



Frigotermostati

Tintometer

Frigotermostati. Gli incubatori di AQUALYTIC® sono studiati per termostatazione continua in diverse applicazioni, principalmente per BOD, per la conservazione di campioni di acque di scarico e per la determinazione dell'attività enzimatica. Il range di temperatura va da +2°C a +40°C e può essere regolato in step di 0.1°C. La tolleranza della temperatura è definita con +/-1°C rispettivamente +/-0,5°C (a 20°C). Basso consumo di energia grazie all'isolamento rinforzato. L'interno della cabina è equipaggiato con una presa per collegare un agitatore magnetico. Ci sono disponibili 4 modelli con porte standard da 135 a 445 litri di capacità netta e 2 modelli con porte in vetro con capacità netta di 140 e 255 litri. Display illuminato LED con display effettivo / prefissato.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG09699142	Frigotermostato, capacità 135 L	1 pz
LLG09699146	Frigotermostato, con anta in vetro capacità 140 L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

