



Guanti conduttivi ASPURE LINE, Antistatici, bianchi, Nylon

As One

Guanti conduttivi ASPURE LINE, Antistatici, bianchi, Nylon.

-Materiale: Nylon

-Codifica colore del polsino

-VFalore resistenza superficie: 106 - 108W

-Sacchetto con 10 paia





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

