

**Taniche a bocca larga, PE-HD****Hünersdorff**

Taniche a bocca larga, PE-HD. Bocca con apertura 88 mm. Offrono protezione UV. Tappo filettato sul lato stretto. Filetto largo 22 mm. Per alimenti. Valvola angolata per LLG09002670 e LLG09002671, variante per 10 L con piccolo becco aggiuntivo.



Code	Description	Packaging
LLG06322316	Taniche a bocca larga, HDPE, Capacità 11 l, Largh. 132 mm, Prof. 264 mm, Altezza 426 mm	1 pz
LLG09139970	Tanica a collo largo in HD-PE, 22 Litri, dim. 180x370x475 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

