

**Taniche a bocca larga, PE-HD****Hünersdorff**

Taniche a bocca larga, PE-HD. Bocca con apertura 88 mm. Offrono protezione UV. Tappo filettato sul lato stretto. Filetto largo 22 mm. Per alimenti. Valvola angolata per LLG09002670 e LLG09002671, variante per 10 L con piccolo becco aggiuntivo.



| Code        | Description                                                                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06322316 | Taniche a bocca larga, HDPE, Capacità 11 l, Largh. 132 mm, Prof. 264 mm, Altezza 426 mm | 1 pz      |
| LLG09139970 | Tanica a collo largo in HD-PE, 22 Litri, dim. 180x370x475 h mm                          | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

