



Elettrodi Mettler Toledo

Mettler Toledo

Elettrodo pH combinato. Ione-selettivo.



Code	Description	Packaging
LLG06239828	Elettrodo ione selettivo F, 10 ⁻⁶ mol/L, 0/80 max. °C, 4,5/5,5 pH	1 pz
LLG06239927	Elettrodi combinati a Ioni Selettivi perfectION®; Tipo Na, Range di misura 10 ⁻⁷ ... 1 mol / l, Range temp. 0 ... 80 max. °C, range 8 ... 11 pH, membrana Na ⁺ vetro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

