



Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP/LDPE

Klett-Kunststofftechnik

Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP/LDPE. Coperchio PP, guarnizione LDPE.



Code	Description	Packaging
LLG09072164	Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP, confezione da 1 pz, Filettatura GL 32, Guarnizione di tenuta LDPE, Per volume 30/50 ml, Colore Nero	1 pz
LLG09072165	Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP, confezione da 1 pz, Filettatura GL 40, Guarnizione di tenuta LDPE, Per volume 100/125 ml, Colore Nero	1 pz
LLG09072166	Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP, confezione da 1 pz, Filettatura GL 55, Guarnizione di tenuta LDPE, Per volume 250/500 ml, Colore Nero	1 pz
LLG09072167	Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP, confezione da 1 pz, Filettatura GL 68, Guarnizione di tenuta LDPE, Per volume 1000 ml, Colore Nero	1 pz
LLG09072195	Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP, confezione da 100 pz, Filettatura GL 40, Guarnizione di tenuta LDPE, Per volume 100/125 ml, Colore Nero	100 pz
LLG09072197	Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP, confezione da 100 pz, Filettatura GL 68, Guarnizione di tenuta LDPE, Per volume 1000 ml, Colore Nero	100 pz

