

**Taniche per uso industriale, PE-HD****Kautex**

Taniche per uso industriale, PE-HD. Taniche con capacità da 2 a 30 litri. Si prega di ordinare il tappo separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG04679546	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 10 litri, Dimensioni (LxPxH) 230 x 190 x 310 mm, Ø apertura 40,5 mm, Peso 450 g, Ø filettatura esterna 50 mm, Colore Naturale	10 pz
LLG04679548	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 2,5 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 208 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 125 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale	25 pz
LLG04679549	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 20 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 385 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 950 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Naturale	6 pz
LLG04679550	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 3 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 240 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 140 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale	25 pz
LLG04679551	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 5 litri, Dimensioni (LxPxH) 190 x 145 x 251 mm, Ø apertura 40,5 mm, Peso 250 g, Ø filettatura esterna 50 mm, Colore Naturale	16 pz
LLG09140022	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 2,5 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 208 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 125 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale	1 pz
LLG09140023	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 3 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 240 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 140 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale	1 pz
LLG09140025	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 5 litri, Dimensioni (LxPxH) 190 x 145 x 251 mm, Ø apertura 40,5 mm, Peso 250 g, Ø filettatura esterna 50 mm, Colore Naturale	1 pz
LLG09140030	Tanica PE-HD 10 L, dim. 230x190x310 mm, Ø filett. est. 50* mm, incolore	1 pz
LLG09140031	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 25 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 450 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 1100 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Blu	1 pz
LLG09140032	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 20 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 385 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 950 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Blu	1 pz
LLG09140033	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 30 litri, Dimensioni (LxPxH) 320 x 284 x 435 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 1250 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Blu	1 pz
LLG09140037	Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 20 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 385 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 950 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Naturale	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

