

**Tappi a membrana, PP/PTFE****Duran**

Tappi a membrana, PP/PTFE. Tappi blu in PP con membrana incorporata in PTFE. Ideali per processi di autoclavaggio perchè la membrana permette il pareggiamento della pressione e la tenuta, riducendo il rischio di contaminazione. Resistenti a temperatura max. di +140 °C. Applicazioni tipiche: conservazione o trasporto di campioni che generano gas, autoclavaggio di campioni.



Code	Description	Packaging
LLG06273341	Tappo a membrana, PP/PTFE, Filettatura GL 32, Colore Blu, Resistenza max. alla temperatura 140 °C, Autoclavabile	5 pz
LLG06273369	Tappi a membrana, PP/PTFE, Filettatura 45 GL	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

