

**Blocco termostato PCH-1 / PCH-2 / PCH-3****Grant**

Blocco termostato PCH-1 / PCH-2 / PCH-3. Termociclatore da tavolo, che permette di raffreddare e riscaldare campioni contenuti in microprovette. Una innovativa costruzione del blocco, unito al potente sistema Peltier, determinano un rapido riscaldamento e raffreddamento del campione.



Code	Description	Packaging
LLG09721009	Termociclatore PCH-1, 20 x 0,5ml e 12 x 1,5ml microprovette	1 pz
LLG09721010	Termociclatore PCH-2, tipo 20 microprovette da 1,5 ml	1 pz
LLG09721066	Termociclatore PCH-3, tipo 20 microprovette da 2,0ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

