

**Blocco termostato PCH-1 / PCH-2 / PCH-3****Grant**

Blocco termostato PCH-1 / PCH-2 / PCH-3. Termociclatore da tavolo, che permette di raffreddare e riscaldare campioni contenuti in microprovette. Una innovativa costruzione del blocco, unito al potente sistema Peltier, determinano un rapido riscaldamento e raffreddamento del campione.



| Code        | Description                                                 | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09721009 | Termociclatore PCH-1, 20 x 0,5ml e 12 x 1,5ml microprovette | 1 pz      |
| LLG09721010 | Termociclatore PCH-2, tipo 20 microprovette da 1,5 ml       | 1 pz      |
| LLG09721066 | Termociclatore PCH-3, tipo 20 microprovette da 2,0ml        | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

