

**Scuotitore termostatico per micropiastre PHMP / PHMP-4****Grant**

Scuotitore termostatico per micropiastre PHMP / PHMP-4. Per micropiastre standard a 96 o 384 pozzetti. Il PHMP è un incubatore per micropiastre a velocità e temperatura variabili con eccellente uniformità di temperatura su tutta la micropiastra. Il coperchio e la base riscaldati, brevettati, che coprono completamente la piastra, producono un micro-ambiente controllato. Questo è combinato con una potente agitazione orbitale che produce la massima resa per le vostre incubazioni. - Stabilità $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, uniformità $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ - Riscaldamento rapido - Scelta tra 2 modelli con capacità di 2 micropiastre (PHMP) o 4 micropiastre (PHMP-4) - Velocità variabile da 250 a 1200 rpm - 2 mm di orbita effettiva di agitazione - Range di temperatura: da $+5^{\circ}\text{C}$ sopra amb. a $+60^{\circ}\text{C}$ - Timer regolabile: da 1 min a 96 ore - Per 2 piastre standard da 96 o 384 pozzetti (altezza massima 14mm)



Code	Description	Packaging
LLG06227761	Scuotitore termostatico PHMP-4 per 4x piastre 96 o 384 pozz., +5 amb./60°C	1 pz
LLG06280073	Scuotitore termostatico PHMP per 2x piastre 96 o 384 pozz., +5 amb./100°C	1 pz
LLG09721033	Scuotitore termostatico PHMP per piastre a 96 e 384 pozzetti, +5 amb./60°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

