



Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo

LLG Labware

Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo. Agitatore magnetico universale con un eccezionale rapporto qualità-prezzo e un nuovo design migliorato.

Elevato livello di sicurezza grazie all'**indicazione Hot** con funzione di agitazione continua fino a quando la temperatura della piastra non è scesa sotto i 50 °C, anche quando il dispositivo è spento. Funzione di controllo integrata per un controllo preciso della temperatura del fluido tramite una sonda di temperatura PT1000 collegata.

- Piastra in acciaio inox con rivestimento in ceramica;
- Controllo digitale della velocità e della temperatura;
- Display a LED;
- Visualizzazione HOT per le superfici calde, anche quando il dispositivo è spento;
- Circuito di sicurezza fisso della temperatura della piastra a 320 °C;
- Connessione per sonda di temperatura PT1000, funzione di controllo integrata.

La fornitura include: agitatore magnetico, sonda di temperatura PT1000, asta, supporto.

**Caratteristiche:**

- Capacità max. di agitazione: 3 L;
- Range di velocità: 200 - 1500 min⁻¹;
- Temperatura di riscaldamento: temp. ambiente - 280 °C;
- Ø area di lavoro: 135 mm;
- Materiale superficie di agitazione: acciaio inox/ceramica;
- Colore struttura: bianco;
- Temperatura ambiente consentita: 5 - 40 °C;
- Dimensioni (LxPxA): 220 x 160 x 95 mm;
- Peso: 1,4 kg;
- Capacità riscaldamento: 500 W;
- Potenza nominale: 515 W;
- Power supply: 200 - 240 V, 50/60 Hz;
- Indice di protezione: IP 21;



- Garanzia: 3 anni.

Code	Description	Packaging
LLG06263400	Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

