



## Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo

LLG Labware

Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo.

Agitatore magnetico universale con un eccezionale rapporto qualità-prezzo e un nuovo design migliorato.

Elevato livello di sicurezza grazie all'**indicazione Hot** con funzione di agitazione continua fino a quando la temperatura della piastra non è scesa sotto i 50 °C, anche quando il dispositivo è spento. Funzione di controllo integrata per un controllo preciso della temperatura del fluido tramite una sonda di temperatura PT1000 collegata.

- Piastra in acciaio inox con rivestimento in ceramica;
- Controllo digitale della velocità e della temperatura;
- Display a LED;
- Visualizzazione HOT per le superfici calde, anche quando il dispositivo è spento;
- Circuito di sicurezza fisso della temperatura della piastra a 320 °C;
- Connessione per sonda di temperatura PT1000, funzione di controllo integrata.

**La fornitura include:** agitatore magnetico, sonda di temperatura PT1000, asta, supporto.

**Caratteristiche:**

- Capacità max. di agitazione: 3 L;
- Range di velocità: 200 - 1500 min<sup>-1</sup>;
- Temperatura di riscaldamento: temp. ambiente - 280 °C;
- Ø area di lavoro: 135 mm;
- Materiale superficie di agitazione: acciaio inox/ceramica;
- Colore struttura: bianco;
- Temperatura ambiente consentita: 5 - 40 °C;
- Dimensioni (LxPxA): 220 x 160 x 95 mm;
- Peso: 1,4 kg;
- Capacità riscaldamento: 500 W;
- Potenza nominale: 515 W;
- Power supply: 200 - 240 V, 50/60 Hz;
- Indice di protezione: IP 21;
- Garanzia: 3 anni.



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06263400 | Agitatore magnetico con riscaldamento LLG-uniSTIRRER 3 pro, set completo | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

