

**Congelatore da laboratorio SFFvh Perfection****Liebherr-Hausgeräte****Congelatore da laboratorio SFFvh Perfection**

Congelatori con sistema di raffreddamento dinamico e sbrinamento automatico per la conservazione stabile a lungo termine di campioni e sostanze sensibili. Il registratore di dati integrato registra il profilo di temperatura, la cronologia degli allarmi e le informazioni di manutenzione e può essere letto tramite l'interfaccia USB.

- Display a colori da 2,4" con comando touch e scorrimento
- Allarme in caso di interruzione di corrente: la batteria integrata subentra nell'alimentazione e attiva un allarme acustico e visivo
- Interfaccia WiFi/LAN per il collegamento in rete con SmartMonitoring
- SmartModule integrato (rimovibile)
- Registrazione della temperatura min./max.
- Contatto di allarme a potenziale zero
- Funzione di calibrazione
- Illuminazione frontale a LED
- Passante per sensori esterni (Ø 10 mm)
- Refrigerante naturale ed ecologico
- Timer di manutenzione regolabile individualmente
- Maniglia antimicrobica con meccanismo di apertura
- Chiusura automatica della porta con un angolo di apertura inferiore a 90°
- Porta con chiusura meccanica
- Cerniera della porta a destra, intercambiabile
- Conforme alla norma DIN 13277



Code	Description	Packaging
LLG06521135	Congelatore da laboratorio SFFvh Perfection, tipo: SFFvh 4001 Perfection	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

