


**Accessori per Processore a Ultrasuoni UP50H/UP100H****Hielscher Ultrasonics**

Accessori per Processore ad Ultrasuoni UP50H/UP100H. Sonotrodo MS1, in titanio, lunghezza circa 80mm
Sonotrodo MS3, in titanio, lunghezza circa 80mm
Sonotrodo MS7, in titanio, lunghezza circa 80mm
Sonotrodo MS10, in titanio, lunghezza circa 80mm (solo per UP100H)
Stativo ST1-16, diametro asta 16mm, in acciaio inossidabile, base (L x L x H) 300x x150 x 600mm
Box per protezione suono SB2-16, con tavola regolabile e diametro asta 16mm
Timer T1, da 00:00 a 99:59 (min:sec)



Code	Description	Packaging
LLG04005989	Sonotrodo MS3, in titanio, lungh. 80mm, punta Ø 3mm, per bottiglie 5-100ml	1 pz
LLG04005990	Sonotrodo MS10, in titanio, L 80mm, punta Ø10mm, x bott.20-500ml, x UP100H	1 pz
LLG06226573	Stativo ST1-16, diametro asta 16mm, in acciaio inox, base 300x150x600mm	1 pz
LLG06235003	Timer T1, da 00:00 a 99:59 (min:sec)	1 pz
LLG09106602	Sonotrodo MS1, in titanio, lungh. 80mm punta Ø 1 mm, per bottiglie 0,1-5ml	1 pz
LLG09106603	Puntale in titanio, tipo MS2, Ø 2 mm, per volume 2 ... 50 ml, per UP50H / UP100H	1 pz
LLG09106604	Sonotrodo MS7, in titanio, lungh. 80mm punta Ø 7 mm, per bott. 10-250 ml	1 pz