



Sonotrode per processore compatto ad ultrasuoni UP200S

Hielscher Ultrasonics

Sonotrode per processore compatto ad ultrasuoni UP200S.



Code	Description	Packaging
LLG09106607	Sonotrodo S1, punta Ø 1 mm, per bottiglie 0,1-5 ml, per UP200S	1 pz
LLG09106608	Sonotrodo S3, punta Ø 3 mm, per bottiglie 5-200 ml, per UP200S	1 pz
LLG09106609	Sonotrodo S7, punta Ø 7 mm, per bottiglie 20-500 ml, per UP200S	1 pz
LLG09106610	Sonotrodo S14, punta Ø 14 mm, per bottiglie 50-1000 ml, per UP200S	1 pz
LLG09106611	Sonotrodo S14D*, per bottiglie 5-25 L/h, per UP200S	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

