



**Sonotrode per processore compatto ad ultrasuoni UP200S**

**Hielscher Ultrasonics**

Sonotrode per processore compatto ad ultrasuoni UP200S.



| Code        | Description                                                        | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09106607 | Sonotrodo S1, punta Ø 1 mm, per bottiglie 0,1-5 ml, per UP200S     | 1 pz      |
| LLG09106608 | Sonotrodo S3, punta Ø 3 mm, per bottiglie 5-200 ml, per UP200S     | 1 pz      |
| LLG09106609 | Sonotrodo S7, punta Ø 7 mm, per bottiglie 20-500 ml, per UP200S    | 1 pz      |
| LLG09106610 | Sonotrodo S14, punta Ø 14 mm, per bottiglie 50-1000 ml, per UP200S | 1 pz      |
| LLG09106611 | Sonotrodo S14D*, per bottiglie 5-25 L/h, per UP200S                | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

