

**Bottiglioni, bocca larga, PE-HD****LLG Labware**

Bottiglioni, bocca larga, PE-HD. Adatti per alimenti. Con maniglia di trasporto. Ideali per contenere liquidi, polveri e granuli. Molto forti e di qualità durevole per un utilizzo prolungato nel tempo. Con guarnizione nel tappo a vite e cappuccio interno aggiuntivo per una tenuta molto buona. Il tappo a vite può essere attaccato alla bottiglia utilizzando l'anello integrato. Possono essere utilizzati a temperatura compresa tra -40°C e +80°C.



Code	Description	Packaging
LLG09139938	Bottiglione, 5 L, collo Ø int./est. 84/94mm, Ø 170mm, h 340mm, maniglia 1	1 pz
LLG09139939	Bottiglione, 10 L, collo Ø int./est. 98/108mm, Ø 210mm, h 415mm, maniglia 1	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

