



Accessori per ThermoStat plus / ThermoMixer plus

Eppendorf

Accessori per ThermoStat plus / ThermoMixer plus. Termoblocchi intercambiabili :- Eccellente isolamento termico, sicurezza dal tocco (nessun contatto diretto con superfici calde)- Termoblocchi intercambiabili protetti contro scariche elettriche per 24 microprovette e da 0,5 ml, 1,5 ml o 2,0 ml. Ciascuno fornito con rack di lavoro e unità refrigerante per un raffreddamento rapido a 0°C.- Termoblocco intercambiabile per piastre per microtitolazione per tutti i formati, incl. piastre Deep Well; Piastra adattatore per provette P CR da 96 x 0,2 ml da inserire sul termoblocco per piastre di microtitolazione- Termoblocco intercambiabile con coperchio e blocchi per altre provette, diametro 11-12 mm, altezza 30 -76 mm- Combibox, termoblocco intercambiabile per regolazione universale della temperatura di diverse provette singole, grande, facile da appoggiare, senza bloccaggio





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

