

**Vasca per elettroforesi multiSUB Mini DUO****Thistle Scientific**

Vasca per elettroforesi MultiSUB Mini DUO. La multiSUB Mini è la più piccola unità del range, studiata per un basso o medio numero di campioni. Le piccole dimensioni del gel massimizzano economicamente la corsa ma non compromettono la versatilità grazie ai due vassoi disponibili, 7 x 7 cm e 7 x 10 cm, e i pettini vanno dalla preparativa fino a 16 campioni. Semplicemente alternando vassoi gel e pettini, questa compatta unità è in grado di risolvere fino a 64 campioni diversi, preparando 1 ml di campione o separando bande di campione su una distanza di 9 cm.

Fornita con: multiSUB Mini, Vassoi UV 7 x 7cm & 7 x 10cm, 2 x 8 pettini campione, guida per caricamento, elettrodi e piano di colata.

Specifiche

Dimensioni gel (largh. x lungh): 7 x 7 cm e 7 x 10 cm

Dimensioni unità (largh. x lungh. x H): 21 x 9 x 9cm

Campione max. capacità: vassoio 7 x 7 cm: 32 campioni / vassoio 7 x 10 cm: 64 campioni

Volume tampone: 225ml



Code	Description	Packaging
LLG06258373	Vasca per elettroforesi MultiSUB Mini 7	1 pz
LLG07920043	Camera elettroforetica MultiSUB Mini tipo 25	1 pz
LLG09584650	Vasca per elettroforesi MultiSUB Mini 10	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

