



## Vasca per elettroforesi MultiSUB Choice

Thistle Scientific

Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice.

La serie di unità gel orizzontali MultiSUB offre la soluzione più versatile per l'elettroforesi su gel di agarosio di DNA e RNA attualmente disponibile. I serbatoi sono stampati a iniezione e quindi privi di perdite.

Sono dotate di elettrodi di platino di alta qualità. Ogni unità viene fornita con una varietà di dimensioni di vassoi per gel e pettini codificati per colore, garantendo un'elevata flessibilità per l'utente. Le guide per caricamento gel fornite con le unità offrono una soluzione semplice e senza perdite per la colata dei gel.

**Dimensione gel: 15 x 15 cm. (B x L).**

Questa unità è ideale per analisi di piccoli frammenti, per la preparazione del campione o il controllo di un alto numero di campioni.

La scelta del multiSUB offre un'ampia versatilità. Sono disponibili altri due tipi di vassoi: 15 x 7 cm e 15 x 10 cm.

- Pettini con codifica colore da 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm;
- 3, 4 o 6 posizioni del pettine per un massimo di 210 campioni;
- Volume tampone basso: 500 ml;
- Semplice fusione del gel usando le porte.

**La fornitura include:**

- MultiSUB Choice 7: vassoio UV 15 x 7 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice 10: vassoio UV 15 x 10 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice 15: vassoio UV 15 x 15 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice Trio: vassoio UV 15 x 7, 10 e 15 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice Trio 15: vassoio UV 15 x 15 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice Stretch 20: vassoio UV 15 x 20 cm, 4 x 28 pettini campione.
- MultiSUB Choice Stretch 25: vassoio UV 15 x 25 cm, 4 x 28 pettini campione.


Ogni modello ha ulteriori guide di caricamento e fusione.

**Caratteristiche**

- Dimensioni unità (L x P x H): 26.5 x 17.5 x 9 cm; 41 x 17.5 x 9 cm (modelli Stretch);
- Volume tampone: 500 ml; 1000 ml (modelli Stretch).

Campione max:

- 15 x 7 cm vassoio - 70 campioni.
- 15 x 10 cm vassoio - 140 campioni.
- 15 x 15 cm vassoio - 210 campioni.
- 15 x 20 cm vassoio - 280 campioni.
- 15 x 25 cm vassoio - 350 campioni.



Code	Description	Packaging
LLG06239273	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice Trio	1 pz
LLG07655972	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice 10	1 pz
LLG09584651	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice 15	1 pz
LLG09584663	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice Stretch 20	1 pz
LLG09584664	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice Stretch 25	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

