

**Palloni sferici a fondo piano DURAN®****Duran**

Palloni sferici a fondo piano DURAN®. DIN ISO 24450 (collo largo). DIN ISO 1773 (collo stretto). Con bordo svasato. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. La distribuzione uniforme dello spessore delle pareti rende questi beaker ideali per operazioni di riscaldamento. La base piatta consente a questi palloni di restare in piedi senza anello di supporto. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09141617	Pallone fondo piatto, DURAN, collo stretto	1 pz
LLG09141636	Pallone, 250 ml, Ø 85 mm, Ø collo 34 mm, h 138 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141644	Pallone, 500 ml, Ø 105 mm, Ø collo 34 mm, h 136 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141654	Pallone, 1 L, Ø 131 mm, Ø collo 42 mm, h 190 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141664	Pallone, 2** L, Ø 166 mm, Ø collo 42 mm, h 250 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141668	Pallone fondo piatto, 3000 ml, DURAN	1 pz
LLG09141671	Pallone, 4 L, Ø 207 mm, Ø collo 50 mm, h 275 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141673	Pallone, 5 L, Ø 223 mm, Ø collo 50 mm, h 290 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141676	Pallone, 6 L, Ø 237 mm, Ø collo 65 mm, h 315 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141686	Pallone, 10000 ml, Ø 280 mm, Ø collo 65 mm, h 360 mm, collo stretto	1 pz
LLG09141724	Pallone, 100 ml, Ø 64 mm, Ø collo 34 mm, h 105 mm, collo largo	1 pz
LLG09141736	Pallone, 250 ml, Ø 85 mm, Ø collo 50 mm, h 138 mm, collo largo	1 pz
LLG09141744	Pallone, 500 ml, Ø 105 mm, Ø collo 50 mm, h 163 mm, collo largo	1 pz
LLG09141754	Pallone, 1 L, Ø 131 mm, Ø collo 50 mm, h 190 mm, collo largo	1 pz
LLG09141763	Pallone, 2* L, Ø 166 mm, Ø collo 76 mm, h 230 mm, collo largo	1 pz
LLG09141764	Pallone, 2 L, Ø 166 mm, Ø collo 50 mm, h 230 mm, collo largo	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

