



Tappi a vite per provette con filettatura a vite, PBT

Lenz-Laborglas

Tappi a vite per provette con filettatura a vite, PBT.

Rosso. Con filettatura DIN (GL) e apertura. Resistenti a temperatura fino a 180 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06201839	Tappi a vite per provette con filettatura a vite, PBT, Filettatura GL18, Foro 11 mm, Colore Rosso	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

