

**Termometro di precisione TFX 430, senza sonda di temperatura****EBRO**

Termometro di precisione TFX 430, senza sonda di temperatura.

Caratteristiche:

- Elevata accuratezza;
- Sistema di misura a quattro-fili;
- Impermeabile IP 67;
- Durata della batteria circa 5 anni;
- Certificato di calibrazione del fabbricante;
- Sonde diverse per diverse applicazioni;
- Accuratezza: $\pm 0,05$ °C (-50 fino a 199,99 °C); sul range rimanente $\pm 0,2$ °C;
- Risoluzione: 0,01 °C (-100 fino a 199,99 °C); sul rimanente range 0,1 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09908075	Termometro di precisione TFX 430, senza sonda di temperatura, Temperatura -100 ... 500 °C, canali 1, dim. (LxPxH) 54 x 109 x 22 mm, peso 90 g, batteria 3 V, CR2477, litio, IP 67	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

