

**Agitatore MS 3 basic/digital****IKA**

Agitatore MS 3 basic/digital.

Piccolo agitatore universale compatto, adatto per agitare tutti i piccoli contenitori e le piastre microtitre:

- Funzionamento continuo o a pressione (con il supporto standard).
- Due modi di funzionamento disponibili:
 - Modo A (modo sicuro con rilevazione del tipo di supporto) la velocità massima di 3000 rpm è raggiunta soltanto con il supporto standard nella funzione pressione. Con altri accessori la velocità è limitata a 1300 giri/min.
 - Modo B (senza rilevazione del supporto) la velocità di 3000 giri/min è possibile con tutti i tipi di accessori.
- Stabile in tutti i range di velocità.
- Intelaiatura robusta, in zinco pressofuso.

MS 3 digital è dotato di temporizzatore con la funzione di conto alla rovescia (da 1 secondo a 999 min).

Insieme all'agitatore MS 3 basic/digital vengono forniti: attacco standard, attacco universale, inserto manuale.

Accessori forniti per MS 3 digital: attacco per piastre microtitre, inserto per provette con 6 fori per provette diam. 12mm.

**Specifiche:**

- Tipo di movimento: orbitale.
- Orbita: 4,5 mm.
- Peso massimo consentito (incluso accessorio): 0,5 kg.
- Potenza motore assorbita / erogata, W: 10 / 8.
- Display velocità: scala.
- Range velocità: da 0 a 3000 rpm.
- Dimensioni (L x P x H): 148 x 205 x 63 mm.
- Peso: 2,9 kg.
- Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP21.
- Alimentazione: 100 - 240V 50/60 Hz.
- Testato secondo DIN EN IEC 61010-1.



Code	Description	Packaging
LLG09729938	Agitatore MS3 basic	1 pz
LLG09729939	Agitatore MS 3 digital	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

