

**Supporto per palloni, PP****Kartell**

Supporto per palloni, PP. Polipropilene. Supporto circolare con l'interno a gradini per palloni a fondo tondo con capacità da 10 a 10000 ml.



Code	Description	Packaging
LLG09143040	Supporto per palloni, da 10-10000 ml, Ø 170 mm, h 50 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

