

**Trappola fredda con vaso Dewar, vetro borosilicato 3.3****KGW**

Trappola fredda con vaso Dewar, vetro borosilicato 3.3. Le trappole fredde con vaso di Dewar sono costruite in vetro borosilicato 3.3 a norme DIN/ISO 3585 a tenuta LN2 per applicazioni di vuoto. I vasi sono isolati e placcati argento. Sono incassati in alluminio, per protezione, ed hanno un collare ad anello in plastica, all'interno del quale è inserita la trappola fredda. In questo modo non è necessario nessun supporto supplementare. I vasi Dewar hanno una capacità teorica di refrigerante di 1.0L o 2.0L. Le trappole fredde hanno una capacità teorica di condensato di 150ml o 250ml. Articoli forniti: Trappola fredda, vaso Dewar, anello in plastica. Dewar T ipo 12C/18C: vedi cod. 9.032.024 / 9.032.030 Tipi di giunti delle trappole fredde : S 29 = giunti sferici GL 18 = in vetro con testa a vite con oliva in PTFE 10mm O 29 = giunti sferici S 29 con guarnizione O-ring L'assemblaggio standard è studiato per uso con LN2 come refrigerante. Quando si utilizza acetone si prega di ordinare separatamente la griglia CO2 (Dewar Tipo 12 C Cod. 9.032 081 e Dewar T ipo 18 C Cod. 9.032 082)



Code	Description	Packaging
LLG09032065	Trappola fredda con Dewar 12 C, cap. condensazione 150 ml, giunto S 29	1 pz
LLG09032066	Trappola fredda con Dewar 12 C, cap. condensazione 150 ml, giunto O 29	1 pz
LLG09032067	Trappola fredda con Dewar 12 C, cap. condensazione 150 ml, giunto GL 18	1 pz
LLG09032068	Trappola fredda con Dewar 18 C, cap. condensazione 250 ml, giunto S 29	1 pz
LLG09032069	Trappola fredda con Dewar 18 C, cap. condensazione 250 ml, giunto O 29	1 pz
LLG09032070	Trappola fredda con Dewar 18 C, cap. condensazione 250 ml, giunto GL 18	1 pz
LLG09032071	Trappola fredda con Dewar 12 C, cap. condensazione 150 ml, giunto S 29	1 pz
LLG09032072	Trappola fredda con Dewar 12 C, cap. condensazione 150 ml, giunto O 29	1 pz
LLG09032073	Trappola fredda con Dewar 12 C, cap. condensazione 150 ml, giunto GL 18	1 pz
LLG09032074	Trappola fredda con Dewar 18 C, cap. condensazione 250 ml, giunto S 29	1 pz
LLG09032075	Trappola fredda con Dewar 18 C, cap. condensazione 250 ml, giunto O 29	1 pz
LLG09032076	Trappola fredda con Dewar 18 C, cap. condensazione 250 ml, giunto GL 18	1 pz