

**Unità di dosaggio reagenti****Behr**

Unità di dosaggio reagenti. Unità di dosaggio reagenti per automatizzare ed accelerare l'aggiunta di una soluzione di potassio cromato e acido solforico nella preparazione di campioni per COD. Dosaggio al massimo di 12 campioni simultaneamente. Collegamento all'attivazione diretta dell'agitatore magnetico a 12 posti SM 12/P. Misurazione ad ottimi intervalli di tempo: il dosaggio di acido solforico si effettua in diversi processi, i campioni sono quindi costantemente raffreddati ed agitati. Questo metodo accelera la preparazione di campioni e allo stesso tempo previene sovrariscaldamenti non-standard dei campioni durante le aggiunte. Sicurezza per l'operatore: grazie all'aggiunta automatica di reagente non c'è nessun rischio, in nessun momento, di entrare in contatto con prodotti chimici. Pratico software applicativo: l'intera programmazione del behr DS 20 è di facile utilizzo con l'interfaccia Windows.



Code	Description	Packaging
LLG09920747	Unità dosaggio DS 20, fino a 12 campioni, con buretta e raffreddamento	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

