

**Blocchi per digestione Micro Kjeldhal K 6, K 24 e K40****Behr**

Blocchi di digestione secondo Kjeldahl con esterno in acciaio inossidabile di alta qualità e resistente alla corrosione. Con 16, 24, o 40 posti per Micro contenitori di digestione Kjeldahl standard con un volume di 100 ml.

- Controllo Behr tramite manopola per ogni singolo posto per una prgrammazione semplice e veloce
  - Menu di navigazione in lingua nazionale
  - 10 programmi liberamente configurabili per regolare la temperatura del blocco ed il tempo di digestione
  - Possibile salvataggio delle applicazioni
  - Interfaccia USB
  - Il software Windows consente all'utilizzatore il trasferimento bi-direzionale applicazione-tempo specifico/profilo di temperatura tra una o diverse unità ed un PC tramite l'interfaccia
  - La porta removibile di ispezione sul rack di inserimento consente di controllare la progressione della digestione
- Sistema completo con contenitori di digestione, rack e cappa di estrazione.



Code	Description	Packaging
LLG09843903	Blocchi per Micro Kjeldhal, 16 contenitori di digestione da 100 ml	1 pz
LLG09843904	Blocchi per Micro Kjeldhal, per 24 contenitori di digestione da 100 ml	1 pz
LLG09843905	Blocchi per Micro Kjeldhal, per 40 contenitori di digestione da 100 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

