

**Blocchi per digestione Micro Kjeldhal K 6, K 24 e K40****Behr**

Blocchi di digestione secondo Kjeldahl con esterno in acciaio inossidabile di alta qualità e resistente alla corrosione. Con 16, 24, o 40 posti per Micro contenitori di digestione Kjeldahl standard con un volume di 100 ml.

- Controllo Behr tramite manopola per ogni singolo posto per una programmazione semplice e veloce
- Menu di navigazione in lingua nazionale
- 10 programmi liberamente configurabili per regolare la temperatura del blocco ed il tempo di digestione
- Possibile salvataggio delle applicazioni
- Interfaccia USB
- Il software Windows consente all'utilizzatore il trasferimento bi-direzionale applicazione-tempo specifico/profili di temperatura tra una o diverse unità ed un PC tramite l'interfaccia
- La porta removibile di ispezione sul rack di inserimento consente di controllare la progressione della digestione

Sistema completo con contenitori di digestione, rack e cappa di estrazione.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09843903 | Blocchi per Micro Kjeldhal, 16 contenitori di digestione da 100 ml | 1 pz |
| LLG09843904 | Blocchi per Micro Kjeldhal, per 24 contenitori di digestione da 100 ml | 1 pz |
| LLG09843905 | Blocchi per Micro Kjeldhal, per 40 contenitori di digestione da 100 ml | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

