

**Pompa rotativa RZ 6, bistadio, set 3****Vacuubrand**

Pompa rotativa RZ 6, bistadio, set 3.

Le potenti pompe rotative sono ideali per applicazioni in laboratorio e in azienda che richiedano un ottimo vuoto finale con una portata di gas da media a elevata.

Le applicazioni tipiche sono la liofilizzazione, la distillazione sotto vuoto spinto e gli essiccatori.

- Elevata capacità di aspirazione fino a valori vicini al vuoto finale;
- Elevata compatibilità con il vapore acqueo grazie all'efficace zavorra di gas;
- Ottimo vuoto finale anche con zavorra di gas;
- Spegnimento a tenuta di vuoto senza valvola di aspirazione;
- Lunghi intervalli di cambio dell'olio grazie all'elevato volume d'olio utilizzabile;
- Facile manutenzione grazie alla struttura telescopica.

La fornitura include: pompa a valvola rotativa, filtro di scarico FO, valvola di intercettazione VS 16, manuale d'uso, misuratore di vuoto VACCUVIEW extended (opzionale), manuale.



Code	Description	Packaging
LLG04691560	Pompa rotativa RZ 6, bistadio, set 3, Tipo RZ 6+FO+VS 16+VACUU-VIEW extended, flusso 95 l/min, Vuoto finale 0,002 mbar, Vuoto finale con zavorra di gas 0,01 mbar, lato di aspirazione KF DN 16, lato pressione DN 8-10 mm, dim. (LxPxH) 230 x 420 x 240 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

