

**Controllore automatico del vuoto CVC 3000****Vacuubrand**

Controllore automatico del vuoto CVC 3000. Regolatore estremamente versatile di vuoto per il laboratorio. Nessuna configurazione richiesta. Effettuare solo il collegamento ed il CVC 3000 identificherà automaticamente le pompe Vacuubrand, le valvole di aspirazione, le valvole dell'acqua di raffreddamento, i sensori esterni, ecc. Menù guida intuitivo tramite dispositivo grafico conlettura analogica e digitale di vuoto. Controllo relativo del vuoto usato, dell'acqua di raffreddamento e di scarico. Sensore integrale fabbricato in allumina ceramica altamente resistente che fornisce una misura sicura di pressione. Facilità di monitoraggio del punto di ebollizione per le evaporazioni *. Non è richiesta nessuna ricerca o immissione di dati. Preselezione per molte applicazioni comuni di vuoto, per esempio stufe a vuoto, filtrazione ecc....





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

