

**Sterilizzatori a vapore (autoclavi), serie HG****HMC-EUROPE**

Sterilizzatori a vapore (autoclavi), serie HG - controllati automaticamente da microprocessore - 12 programmi installati - programma notte regolato da timer - la sterilizzazione effettuata di notte non riscalda il laboratorio - programma Agar con riscaldamento termostatico per produzione di agar - programma dei liquidi con temperatura di rimozione di 95°C - basso consumo di acqua d'alimentazione - commutatore elettronico di pressione per controllo della pressione e della temperatura - serbatoio di raccolta per lo scarico del condensato: impedisce annebbiamenti e odori sgradevoli - valvola di scarico per una facile pulizia della camera di sterilizzazione - piastra inferiore per i cestelli e contenitori - raffreddamento ad aria con la pressione di un tasto - apertura e chiusura del coperchio con pressione di un pulsante - montato su ruote in modo da consentire la pulizia anche sotto l'autoclave - sicurezza: sistema elettromeccanico di chiusura di sicurezza, valvola di sfiato, interruttore per l'acqua bassa, dispositivo di sicurezza per sovrappressione, dispositivo di protezione che blocca l'alimentazione in caso di sovrariscaldamento, allarmi acustici e visivi in caso di errore - con porta USB - dispositivo di sollevamento carico, disponibile a richiesta.

**Modelli con equipaggiamento speciale:**

- HGS 113/HGS 133: generatore vapore, alimentazione automatica acqua, raffreddamento acqua;
- HGD 113/HGD 133: generatore vapore, alimentazione automatica acqua, raffreddamento acqua, pompa da vuoto.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?**

**Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09842410 | Autoclave HG, 50 L, int. Ø364x482 h mm, est.455x890x691 h mm, 105/135 °C | 1 pz      |
| LLG09842411 | Autoclave HG, 80 L, int. Ø364x730 h mm, est.455x1030x691 mm, 105/135 °C  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

