

**Sterilizzatori a vapore (autoclavi), serie HG****HMC-EUROPE**

Sterilizzatori a vapore (autoclavi), serie HG - controllati automaticamente da microprocessore - 12 programmi installati - programma notte regolato da timer - la sterilizzazione effettuata di notte non riscalda il laboratorio - programma Agar con riscaldamento termostatico per produzione di agar - programma dei liquidi con temperatura di rimozione di 95°C - basso consumo di acqua d'alimentazione - commutatore elettronico di pressione per controllo della pressione e della temperatura - serbatoio di raccolta per lo scarico del condensato: impedisce annebbiamenti e odori sgradevoli - valvola di scarico per una facile pulizia della camera di sterilizzazione - piastra inferiore per i cestelli e contenitori - raffreddamento ad aria con la pressione di un tasto - apertura e chiusura del coperchio con pressione di un pulsante - montato su ruote in modo da consentire la pulizia anche sotto l'autoclave - sicurezza: sistema elettromeccanico di chiusura di sicurezza, valvola di sfiato, interruttore per l'acqua bassa, dispositivo di sicurezza per sovrappressione, dispositivo di protezione che blocca l'alimentazione in caso di sovrariscaldamento, allarmi acustici e visivi in caso di errore - con porta USB - dispositivo di sollevamento carico, disponibile a richiesta.

Modelli con equipaggiamento speciale:

- HGS 113/HGS 133: generatore vapore, alimentazione automatica acqua, raffreddamento acqua;
- HGD 113/HGD 133: generatore vapore, alimentazione automatica acqua, raffreddamento acqua, pompa da vuoto.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09842410	Autoclave HG, 50 L, int. Ø364x482 h mm, est.455x890x691 h mm, 105/135 °C	1 pz
LLG09842411	Autoclave HG, 80 L, int. Ø364x730 h mm, est.455x1030x691 mm, 105/135 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

