



Accessori per autoclavi serie HG

HMC-EUROPE

Accessori per autoclavi serie HG.



Code	Description	Packaging
LLG06251590	Stampante incorporata HG per autoclavi serie HG	1 pz
LLG09842420	Sensore flessibile per temperatura per autoclavi serie HG	1 pz
LLG09842421	Alimentazione automatica acqua per autoclavi serie HG	1 pz
LLG09842422	Filtro fumi esausti per sterilizzazione, per autoclavi serie HG	1 pz
LLG09842423	Cestello in acciaio inox, Ø338x220 h mm, per autoclavi serie HG	1 pz
LLG09842424	Cestello in acciaio inox con base, Ø338x220 h mm, per autoclavi serie HG	1 pz
LLG09842425	Cestello in acciaio inox, Ø330x185 h mm, per autoclavi serie HG	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

